



# 290-S

## **Radialstellkloben** Radial setting clamp

Radialstellkloben komplett aus Chromnickelstahl, zur Befestigung von OP-Tisch-Zubehör mit Stangendurchmesser 18 mm an der Gleitschiene des OP Tisches. Die Befestigung und die Radialverstellung des Zubehörs erfolgen über eine Schraube mit Knebel. Radialverstellung mit Präzisionsverzahnung in gefräster Ausführung aus Chromnickelstahl, automatische Öffnung der Verzahnung beim Öffnen des Knebels, Verschleißarme Klemmvorrichtung. Kugeln an den Enden des Knebels aus Chromnickelstahl, geeignet zur Anbringung an OP-Tisch-Gleitschienen im Standardmaß 25 x 10 mm. Gewicht: 0,9 kg. Stand 01/2010. Technische Änderungen vorbehalten.

Radial setting clamp made of stainless steel, for the attachment of operating table accessories with rods of diameter 18 mm to the side rails of the operating table, attachment and radial setting of the accessory by a single locking screw with handle. Radial setting with high-precision crown gear adjustment with deep teeth in long-term quality made of stainless steel, automatic opening of the crown gear if unlocked, wear-resistant locking device for inserted rod. Balls at the ends of the locking handle made of stainless steel. Clamp suitable for the attachment to operating table's side rails with standard dimension 25 x 10 mm. Weight: 0,9 kg. Release 01/2010. Subject to technical alterations.

**Schindler**  
Krankenhausentwicklung  
GmbH

Postfach 15 08, 22905 Ahrensburg  
Kurt-Fischer-Str. 27 c, 22926 Ahrensburg  
Deutschland/Germany  
T. +49 (0) 41 02 / 80 6 80 - 0  
F. +49 (0) 41 02 / 80 6 80 - 28  
E. [info@schindler-krankenhausentwicklung.de](mailto:info@schindler-krankenhausentwicklung.de)  
[www.schindler-krankenhausentwicklung.de](http://www.schindler-krankenhausentwicklung.de)