



# 220-S

## **Gleitschienenverlängerung** **Side rail elongation**

Gleitschienenverlängerung 520 mm komplett aus Chromnickelstahl, zur Befestigung von OP-Tisch-Zubehör an der Gleitschiene des OP Tisches (z.B. Kopflagerungszubehör Seitlicher Haltarm 264-S). Aufschubkloben mit 2 Befestigungsschrauben für eine besonders stabile Befestigung, geeignet zur Anbringung an OP-Tisch-Gleitschienen im Standardmaß 25 x 10 mm; nur an frei zugänglichen Gleitschienen-Enden kopf- oder fußseitig des OP-Tisches, auf der rechten oder linken Seite der OP-Tisch-Lagerfläche. Gewicht: 2,4 kg. Stand 01/2010. Technische Änderungen vorbehalten.

Side rail elongation 520 mm made of stainless steel, for the attachment of operating table accessories to the side rails of the operating table (i.e. lateral supporting arm for head rests and head plates, L-shaped, 264-S). Clamp with 2 screws for safe fixation, suitable for the attachment to operating table's side rails with standard dimension 25 x 10 mm; extension only for completely accessible side rail ends of head or foot section of the operating table, right or left side of the table top. Weight: 2,4 kg. Release 01/2010. Subject to technical alterations.

**Schindler**  
Krankenhausentwicklung  
GmbH

Postfach 15 08, 22905 Ahrensburg  
Kurt-Fischer-Str. 27 c, 22926 Ahrensburg  
Deutschland/Germany  
T. +49 (0) 41 02 / 80 6 80 - 0  
F. +49 (0) 41 02 / 80 6 80 - 28  
E. [info@schindler-krankenhausentwicklung.de](mailto:info@schindler-krankenhausentwicklung.de)  
[www.schindler-krankenhausentwicklung.de](http://www.schindler-krankenhausentwicklung.de)