



251/1-SK

Handfessel mit Textilmanschette, höhen- und radial verstellbar **Wristlet with textile cuff, height and radial adjustable**

Handfessel Chromnickelstahl mit abnehmbarer Textilmanschette, höhen- und radial zur Längsachse der Lagerfläche verstellbar, für die Verwendung an OP-Tisch-Lagerflächen mit verschiedenen Polsterhöhen oder bei Einsatz zusätzlicher die Lagerfläche erhöhender Auflagen. Handfessel drehbar um die Achse der Einsteckstange, um eine schonende Lagerungsposition einzustellen, sowie zweiteilig, um eine Anbringung auch bei geringem Abstand der Gleitschiene von den Holmen der Lagerfläche oder bei überstehenden Polstergrundplatten zu ermöglichen. Handfessel einschließlich Standardkloben zur Befestigung an OP-Tisch-Gleitschienen im Standardmaß 25 x 10 mm. Grundplatte der Handfessel 50 mm breit mit leichtem Radius, Befestigung der Manschette durch Griffschraube aus Edelstahl. Gewicht: 1,9 kg. Stand 01/2010. Technische Änderungen vorbehalten.

Wristlet made of stainless steel with exchangeable textile cuff, height adjustable and radial adjustable to the longitudinal axis of operating table's top. Designed also for the attachment to operating tables with pads differing in height or if additional pads are placed on the table top. Wristlet rotating around the axis of it's vertical rod, for comfortable patient positioning, two-piece construction to enable attachment if side rails are mounted very close to the frame of the operating table or if side rails are partially covered by pad supporting plates of the table top. Wristlet with standard clamp included, clamp for the attachment to side rails in standard dimension 25 x 10 mm. Supporting plate for wristlet 50 mm wide and bent with slight radius, fixation of the cuff by a handle screw made of stainless steel. Weight: 1,9 kg. Release 01/2010. Subject to technical alterations.

Schindler
Krankenhausentwicklung
GmbH

Postfach 15 08, 22905 Ahrensburg
Kurt-Fischer-Str. 27 c, 22926 Ahrensburg
Deutschland/Germany
T. +49 (0) 41 02 / 80 6 80 - 0
F. +49 (0) 41 02 / 80 6 80 - 28
E. info@schindler-krankenhausentwicklung.de
www.schindler-krankenhausentwicklung.de