



266-S

Haltearm für Kopfstützen mit Parallelogramm-Verstellung **Connecting fixture for head rests with parallelogram-adjustment**

Haltearm für Kopfstützen mit Parallelogramm-Verstellung, mit gasfeder-unterstützter Höhen-Verstellung zur Befestigung an der zentralen Aufnahmevorrichtung (20 x 20 mm) unterhalb der OP-Tisch-Rückenplatte oder an entsprechenden Verbindungsbügeln der OP-Tisch-Holme. Parallelogramm-Verstellung der vertikalen Einstellung in gerader Linie mit einer Griffschraube. Vertikaler Verstellbereich 145 mm. Durch eine Rastung auf der Vierkantbefestigung des Haltearms steht zusätzlich ein zweiter vertikaler Verstellbereich zur Verfügung, der 50 mm tiefer liegt, Gleitschiene 25 x 10 mm zur Aufnahme von Kopflagerungszubehör, die durch ein Kugelgelenk mit Selbsthemmung allseitig 30° aus der Horizontalen verstellt werden kann. Keine hervorstehenden Bedienhebel im Sitzbereich des Operateurs. Ausführung in Chromnickelstahl. 5,2 kg. Stand 01/2010. Technische Änderungen vorbehalten.

Connecting fixture for head rests with parallelogram-adjustment, with height-adjustment supported and balanced by a gas spring, to be attached with its adapter square bar (20 x 20 mm) to existing square tubes of the operating table's upper back plate frame or to head rest attachments bars with square tubes connecting the side rails of the operating table's upper back plate. Parallelogram-adjustment in a straight line, not with a circular movement, high-precision adjustment by a handle screw. Vertical adjustment 145 mm. Adapter square bar with second catch to provide a second level of adjustment 50 mm underneath the first level. Side rail with standard dimension 25 x 10 mm for the attachment of head rests, rail to be inclined by a high-precision and self-retarding ball and socket joint 30° to all directions. No functional elements disturbing space underneath the accessory. Made in stainless steel. Weight: 5,2 kg. Release 01/2010. Subject to technical alterations.

Schindler
Krankenhausentwicklung
GmbH

Postfach 15 08, 22905 Ahrensburg
Kurt-Fischer-Str. 27 c, 22926 Ahrensburg
Deutschland/Germany
T. +49 (0) 41 02 / 80 6 80 - 0
F. +49 (0) 41 02 / 80 6 80 - 28
E. info@schindler-krankenhausentwicklung.de
www.schindler-krankenhausentwicklung.de