

# 282-S



## **Beinhalter nach Goepel** **Leg holder according to Goepel**

Beinhalter nach Goepel, 1 Stück, gepolsterte Beinschale über Präzisions-Kugelgelenk mit Selbsthemmung aus Werkstoffkombination Chromnickelstahl/Messing einstellbar, Anbringung wahlweise an der rechten oder linken Gleitschiene des Operationstisches, Griffschraube mit Griff aus bruchsicherem glasfaserverstärktem Kunststoff, Fixierung mit besonders kurzem Verstellweg, einschließlich Schaumkernpolster und Befestigungsgurt, Vertikalstange aus Chromnickelstahl-Vollmaterial Ø 18 mm, Befestigung an den Gleitschienen der OP-Tisch-Lagerfläche z.B. über Radialstellklöben 290-S (nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen). Gewicht: 4,0 kg. Stand 01/2010. Technische Änderungen vorbehalten.

Leg holder according to Goepel, 1 piece, padded leg support adjustable with high-precision self-retarding ball and socket joint made of stainless steel and brass, attachment as desired right or left to the operating table's side rails, handle screw made of unbreakable fibre-reinforced plastic, pad with fastening belt included, vertical rod made of solid stainless steel with diameter 18 mm, attachment to the operating table's side rails with a radial setting clamp, i.e. 290-S (not included, to be ordered separately). Weight: 4,0 kg. Release 01/2010. Subject to technical alterations.

**Schindler**  
Krankenhausentwicklung  
GmbH

Postfach 15 08, 22905 Ahrensburg  
Kurt-Fischer-Str. 27 c, 22926 Ahrensburg  
Deutschland/Germany  
T. +49 (0) 41 02 / 80 6 80 - 0  
F. +49 (0) 41 02 / 80 6 80 - 28  
E. [info@schindler-krankenhausentwicklung.de](mailto:info@schindler-krankenhausentwicklung.de)  
[www.schindler-krankenhausentwicklung.de](http://www.schindler-krankenhausentwicklung.de)