



301-S

Armlagerungsvorrichtung, Einhebelverstellung, Polster 470 mm
Arm posturing device, single lever adjustment, pad 470 mm

Horizontalschiene mit Befestigungskloben zur seitlichen Anbringung der Armlagerungsvorrichtung an den Gleitschienen des OP-Tisches, mit Zahnkranz-/Exzenterhebelverstellung schwenkbar, Ausführung in Chromnickelstahl. Armschale auf der Horizontalschiene verschiebbar, mit Kreuzkloben horizontal und vertikal fixierbar, durch Einhebel-Kugelgelenk in der Neigung verstellbar und mit zusätzlichem Sicherungshebel blockierbar, Ausführung in Chromnickelstahl/Aluminium eloxiert, Kugelgelenkverstellung aus Chromnickelstahl/Messing. Armschalenpolster 470 mm lang, elektrisch leitfähig. Befestigung des Polsters durch Klettband auf der Armschale. Einschließlich zweier an der Armschale befestigter Gurte, jeweils mit Klettverschluß. Gewicht: 7,4 kg. Stand 01/2010. Technische Änderungen vorbehalten.

Horizontal rail with fastening clamp for the attachment of the arm posturing device to the operating table's side rails with standard dimension 25 x 10 mm, rotating with high-precision crown gear adjustment to be fixed by an eccentric lever, made of stainless steel. Arm rest attached to the horizontal rail by a cross clamp with horizontal and vertical adjustment, inclination adjustable with ball and socket joint to be fixed by a single lever adjustment with additional safety lever, arm rest made of stainless steel and aluminium alloy, ball and socket joint made of stainless steel and brass. Arm pad 470 mm long, antistatic. Arm pad fixed with Velcro tape on a pad supporting plate made of aluminium alloy. 2 belts included, black cotton fabric, with Velcro tape. Weight: 7,4 kg. Release 01/2010. Subject to technical alterations.

Schindler
 Krankenhausentwicklung
 GmbH

Postfach 15 08, 22905 Ahrensburg
 Kurt-Fischer-Str. 27 c, 22926 Ahrensburg
 Deutschland/Germany
 T. +49 (0) 41 02 / 80 6 80 - 0
 F. +49 (0) 41 02 / 80 6 80 - 28
 E. info@schindler-krankenhausentwicklung.de
www.schindler-krankenhausentwicklung.de