



304-S

Armlagerungsvorrichtung MIT RADIALSTELLKLOBEN, Hebelverstellung, Polster 470 mm
Arm posturing device WITH RADIAL SETTING CLAMP, lever adjustment, pad 470 mm

Horizontalschiene mit Befestigungskloben zur seitlichen Anbringung der Armlagerungsvorrichtung an den Gleitschienen des OP-Tisches, mit Zahnkranz-/Exzenterhebelverstellung schwenkbar, Befestigungskloben der Winkelschiene an der OP-Tisch-Gleitschiene zusätzlich radial verstellbar, um eine senkrechte Position der Vertikalstange auch bei aufgestellter Rückenplatte des OP-Tisches zu ermöglichen. Armschale auf der Horizontalschiene verschiebbar, mit Kreuzkloben horizontal und vertikal fixierbar, durch Einhebel-Kugelgelenk in der Neigung verstellbar und mit zusätzlichem Sicherungshebel blockierbar, Kugelgelenkverstellung aus Chromnickelstahl/Messing. Armschalenpolster 470 mm lang, elektrisch leitfähig. Befestigung des Polsters durch Klettband auf der Armschale. Einschließlich zweier an der Armschale befestigter Gurte, jeweils mit Klettverschluß. Gewicht: 7,6 kg. Stand 01/2010. Technische Änderungen vorbehalten.

Horizontal rail with fastening clamp for the attachment of the arm posturing device to the operating table's side rails, rotating with high-precision crown gear adjustment to be fixed by an eccentric lever, fastening clamp for the attachment of the horizontal rail to the operating table's side rail also radial adjustable to achieve an upright position of the arm posturing device if the back plate of the operating table is raised. Arm rest attached to the horizontal rail by a cross clamp with horizontal and vertical adjustment, inclination adjustable with ball and socket joint to be fixed by a single lever adjustment with additional safety lever, ball and socket joint made of stainless steel and brass. Arm pad 470 mm long, antistatic. Arm pad fixed with Velcro tape on a pad supporting plate. 2 belts included, black cotton fabric, with Velcro tape. Weight: 7,6 kg. Release 01/2010. Subject to technical alterations.

Schindler
Krankenhausentwicklung
GmbH

Postfach 15 08, 22905 Ahrensburg
Kurt-Fischer-Str. 27 c, 22926 Ahrensburg
Deutschland/Germany
T. +49 (0) 41 02 / 80 6 80 - 0
F. +49 (0) 41 02 / 80 6 80 - 28
E. info@schindler-krankenhausentwicklung.de
www.schindler-krankenhausentwicklung.de