



# 319-N

## **Armlagerungsvorrichtung vertikal mit zentraler Schnellfixierung** **Arm posturing device vertical with central quick lock**

Armlagerungsvorrichtung vertikal, speziell für die Hochlagerung des Armes, mit Fisso® Gelenkarm (Produkt der Baitella AG, das jahrzehntelang bewährte Original aus der Schweiz), Gelenkarm mit Präzisionsmechanik, Selbsthemmung und zentraler Schnellfixierung, einschließlich: Befestigungskloben (Radialstellkloben 290-S), Integralschaumpolster 450 mm und zweier Befestigungsgurte, Baumwolle schwarz mit Klettverschluß. Der Fisso® Gelenkarm kann in jeder gewünschten Stellung mühelos positioniert werden. Mit dem zentralen Spanngriff werden alle Gelenke exakt fixiert und sicher gehalten. Der kurze Klemmweg und das stufenlose Spannsystem mit der zentralen Schnellfixierung bieten höchsten Bedienungskomfort. Weitere Vorteile sind die platzsparende Konstruktion und das sehr geringe Gewicht im Vergleich zu anderen Konstruktionen von Armlagerungsvorrichtungen. Gewicht: 4,7 kg. Stand 01/2010. Technische Änderungen vorbehalten.

Arm posturing device vertical, especially for high positioning of the arm, with Fisso® articulated arm (product of Baitella AG, the original from Switzerland, well-proven and tested for decades), articulated arm with high precision mechanics, self-retarding and central quick lock, including: clamp (radial setting clamp 290-S), arm pad 450 mm, made of polyurethane foam antistatic, 2 belts, black cotton fabric, with Velcro tape. The Fisso® articulated arm can be positioned easily in any desired position. All joints are fixed precisely and held securely with the central screw handle. The short clamping distance and the step-less tensioning system with a central quick lock ensure the highest ease of use. Further advantages: space saving construction and very low weight in comparison with other constructions of arm posturing devices. Weight: 4,7 kg. Release 01/2010. Subject to technical alterations.

**Schindler**  
Krankenhausentwicklung  
GmbH

Postfach 15 08, 22905 Ahrensburg  
Kurt-Fischer-Str. 27 c, 22926 Ahrensburg  
Deutschland/Germany  
T. +49 (0) 41 02 / 80 6 80 - 0  
F. +49 (0) 41 02 / 80 6 80 - 28  
E. [info@schindler-krankenhausentwicklung.de](mailto:info@schindler-krankenhausentwicklung.de)  
[www.schindler-krankenhausentwicklung.de](http://www.schindler-krankenhausentwicklung.de)