

ASTOCOVER

Passive Wärmeisolation

ASTOCOVER kann im prä-, peri- und postoperativen, sowie im intensivpflegerischen und stationären Bereich eingesetzt werden und dient hier zur Prophylaxe vor Auskühlung des Patienten. Mit ASTOCOVER wird verhindert, dass Wärme vom Patienten in den Raum abgestrahlt wird. Der Patient bleibt vor Abkühlung durch Lüftung und Zugluft geschützt und es kommt zu keinem Wärmeverlust des Patienten.

Durch die Auswahl der Anwendungsteile lässt sich für jeden Anwendungsfall, in den oben aufgeführten Bereichen, eine optimale Lösung wählen.

In Kombination mit unseren Wärmegeräten ASTOPAD SYSTEM (Patientenwärmer), ASTOFLO und ASTOTHERM PLUS (Blut- und Infusionswärmern) wird ein Gesamtkonzept verwirklicht, das die negativen Begleiterscheinungen einer Operation wie Hypothermie und Dekubitus prophylaktisch zu vermeiden hilft.



ASTOCOVER PAS100 Oberkörperdecke

zur passiven Wärmeisolation, 100 X 100 cm

Best.-Nr.: PAS 100

Washbare, desinfizierbare Hülle

für ASTOCOVER PAS100, 100 X 100 cm

Best.-Nr.: COV 40100



ASTOCOVER PAS150 Körperdecke

zur passiven Wärmeisolation, 50 X 150 cm

Best.-Nr.: PAS 150

Washbare, desinfizierbare Hülle

für ASTOCOVER PAS150, 50 X 150 cm

Best.-Nr.: COV 40150



ASTOCOVER PAS155 Arm - Brust - Decke

zur passiven Wärmeisolation, 50 X 150 cm

Best.-Nr.: PAS 155

Washbare, desinfizierbare Hülle

für ASTOCOVER PAS155, 50 X 150 cm

Best.-Nr.: COV 40155



ASTOCOVER PAS180 Körperdecke


zur passiven Wärmeisolation, 80 X 180 cm

Best.-Nr.: PAS 180

Washbare, desinfizierbare Hülle

für ASTOCOVER PAS180, 80 X 180 cm

Best.-Nr.: COV 40180



ASTOCOVER PAS158 Arm - Oberkörperdecke

zur passiven Wärmeisolation, 100 X 150 cm

Best.-Nr.: PAS 158

Material: Die Hülle von ASTOCOVER besteht aus einseitig PU beschichtetem PES Gewirke.

Eigenschaften:

- atmungsaktiv
- viren- und bakteriendicht
- blut-, sekret- und urinundurchlässig
- PVC-frei
- elastisch und keine Faltenbildung
- Ökotex 100, II Zertifikat

Reinigung: Für die Reinigung und Desinfektion können handelsübliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel auf alkoholischer Basis verwendet werden. Die waschbaren, desinfizierbaren Hüllen für ASTOCOVER (COV40100/40150/40155) sind bei 95°C waschbar.



STIHLER ELECTRONIC

Stihler Electronic GmbH

Julius-Hölder-Straße 36 • D-70597 Stuttgart • Germany
www.stihlerelectronic.de • E-Mail: info@stihlerelectronic.de
national: Telefon 07 11- 72 06 70 • Telefax 07 11- 720 67 57
international: Telefon ++ 49- 711- 72 06 70 • Telefax ++ 49- 711- 720 67 57